

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО "НТМ-Защита"

_____ А.И.Мурашов

"__" _____ 2021 г.

СЧЕТЧИК АЭРОИОНОВ МАЛОГАБАРИТНЫЙ

МАС-01

Руководство по эксплуатации

БВЭК.510000.001 РЭ



Москва, 2021

2. Эксплуатационные ограничения

2.1. К работе со счетчиком допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами.

2.2. Счетчик является точным прибором и требует бережного обращения. Не допускается попадание посторонних предметов в объем аспирационной камеры и центробежного вентилятора. Не допускается попадание химически агрессивных жидкостей и их паров на составные части счетчика.

2.3. Не допускается открывать крышку блока питания ИЭС4-120100 с включенной в сеть 220 В вилкой.

3. Подготовка изделия к использованию

3.1. Общие указания.

3.1.1. После извлечения счетчика из футляра необходимо осмотреть его на отсутствие внешних повреждений.

3.1.2. До начала работы со счетчиком изучите руководство по эксплуатации, конструкцию счетчика и назначение органов управления.

3.1.3. Работа со счетчиком должна проводиться в условиях эксплуатационных характеристик прибора.

3.1.4. Результаты измерений величин концентраций аэроионов выводятся на мониторе в единицах $1/\text{см}^3$ (ион на один кубический сантиметр).

3.1.5. Перед началом измерений следует заземлить корпус счетчика с помощью провода заземления. Например, соединить стойку экрана вентилятора на задней панели прибора (или другую металлическую деталь корпуса прибора) с шиной заземления или с любым заведомо заземленным проводящим предметом. Заземление является условием корректности измерений. Незаземленный счетчик может неконтролируемым образом приобрести электростатический заряд, что существенно исказит результаты измерений

3.2. Включение и контроль питания счетчика.

3.2.1. Включить питание счетчика переключателем ПИТАНИЕ, поставив его в положение "1" (край переключателя с цифрой "1" – утоплен). При этом на матричном жидкокристаллическом дисплее (далее мониторе) появится надпись:

| | |
|----------|--------------|
| MAC – 01 | 00 : 00 : 00 |
| Ready | |

(в правом верхнем углу экрана показан отсчёт времени работы прибора), сопровождаемая кратковременными звуковыми сигналами. Далее счетчик автоматически входит в рабочий режим и ожидает команду от пользователя.

Выбор режима работы счетчика осуществляется путем нажатия одной из кнопок 0 - 9 на лицевой панели (рисунок 1). Остановка соответствующего режима работы осуществляется при вторичном нажатии данной кнопки.

Последовательно нажимая одну из кнопок 0-9, можно выбрать любой из режимов измерения счетчика:

1. – -1-. Режим непрерывных измерений концентрации отрицательных аэроионов.
2. – -2-. Режим непрерывных измерений концентрации положительных аэроионов.
3. – -5-. Режим однократных измерений концентрации отрицательных и положительных аэроионов, определение коэффициента униполярности.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | | | | | | 9 |

д) отсутствие посторонних предметов (ворсинок, волокон и т.д.) в объеме аспирационной камеры и на поверхности защитной насадки.

5.5.3. Проверка технического состояния проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, если истек срок действия протокола проведения поверки:

- а) воспроизводимость показаний тест-кода (режим – 3-);
- б) исправность аккумулятора.

5.5.4. Для проверки работоспособности счётчика в широком диапазоне изменения концентраций лёгких аэроионов целесообразно использование биполярного генератора лёгких аэроионов ГАБИ-01.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

7. Методика поверки

7.1. Поверка счетчика производится по документу Р 50.2.022-2002. «Правила по метрологии. ГСИ. Счётчики аспирационные лёгких ионов. Методика поверки».

7.2. Первичной поверке подлежат счетчики при выпуске из производства и ремонта.

Периодической поверке подлежат счетчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении.

7.3. Межповерочный интервал один год.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

8. Хранение и транспортирование

8.1. Условия хранения счетчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69:

- а) закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе;
- б) температура окружающего воздуха при хранении счетчик - от минус 5° до + 40°C;
- в) относительная влажность воздуха при температуре 25°C до 98%.

8.2. Срок защиты счетчика без переконсервации в упаковке предприятия-изготовителя составляет 3 года в условиях хранения, указанных в п. 8.1.

8.3. Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете должна быть уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки счетчика.

8.4. Транспортирование счетчика в упаковке предприятия-изготовителя может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения сохранности измерителя и защиты от внешних атмосферных воздействий.

8.5. Диапазон температур при транспортировании - от минус 50° до +50 °С. Относительная влажность - 98% при температуре 35 °С.

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------|---------|--------------------|------|--|
| | | | | | | БВЭК 510000.001 РЭ | Лист | |
| | | | | | | | 18 | |
| | | | | | | | | |
| | | Изм. | Лист | № документа | Подпись | | Дата | |

Приложение А. «Программное обеспечение «SetupMAC_.exe». Руководство пользователя.

А. Передача данных в процессе измерений на ПК по интерфейсу USB.

Сервисные функции приема данных, передаваемых счетчиком на ПК, отображения их в цифровом и графическом виде на экране ПК, а также сохранения данных на жестком диске выполняет ПО «MAC_Wizard.exe».

Для связи с прибором используется интерфейс USB 2.0. Для правильного функционирования данного интерфейса, также необходимо установить драйверы USB для данного прибора. Драйверы входят в пакет установочной программы SetupMAC.exe.

Установка комплекта ПО «MAC_Wizard» заключается в установке собственно исполняемых модулей «MAC_Wizard.exe» и установке драйвера USB для работы с прибором.

А1. Установка ПО «MAC_Wizard.exe».

Для установки ПО «MAC_Wizard.exe» на ПК необходимо:

- убедиться, что прибор не подключен к ПК через USB кабель;
- установить CD-диск из комплекта поставки счетчика в считывающее устройство компакт-дисков ПК и убедиться, что прибор не подключен к ПК;
- запустить из CD-диска установочную программу SetupMAC.exe. На экране ПК появится окно-приглашение установки ПО «MAC_Wizard.exe» (рис.1);




Рис.1

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

- для продолжения установки нажать кнопку «Далее» (или «Отмена», в случае отказа от установки);

- в следующем окне предлагается выбрать папку для установки ПО (по умолчанию ПО установится в папку C:\Program Files\NTM\MAC_Wizard). Выбрать папку для установки ПО и нажать окно «ДАЛЕЕ» (рис.2);




Рис.2

- далее запрашивается подтверждение на установку ПО «MAC_Wizard.exe» с выбранными параметрами установки. Нажать клавишу «Установить» для подтверждения установки (Рис.3);

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |




Рис.3

- процедура установки ПО отображается на экране ПК и длится несколько секунд.




Рис.4

По завершении установки (Рис.4) нажать клавишу «ГОТОВО» Установка исполняемых модулей ПО завершается выводом ярлыка запуска программы на рабочем столе ПК и добавлением ярлыков для запуска программы и удаления ПО в меню «ПУСК».

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

После этого необходимо пройти процедуру установки драйвера USB для данного прибора.

A2. Установка драйвера USB для MAC-01.

Выполняется только после установки ПО, описанной в пункте A1.

Для установки драйвера, необходимо:

- установить CD-диск из комплекта поставки счетчика в считывающее устройство компакт-дисков ПК и убедиться, что прибор не подключен к ПК;
- запустить из CD-диска установочную программу CDM21224_Setup.exe. На экране ПК появится окно-приглашение установки драйвера USB «CDM21224_Setup.exe» (рис.5);




Рис.5

- для продолжения установки нажать кнопку «Extract» (или «Cancel», в случае отказа от установки), после чего установочная программа опознает Операционную Систему на ПК и распакует во временную директорию Windows необходимые файлы;
- после успешного завершения предыдущего пункта на экране появится следующее окно-приглашение для продолжения установки необходимого драйвера (Рис. 6);

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |




Рис. 6

- для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее» (или «Отмена», в случае отказа от установки);

- в следующем окне предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением и выразить свое согласие с ним или отказаться от установки драйвера прибора (Рис.7);




Рис.7

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

- в случае отказа от лицензионного соглашения драйвер USB не будет установлен, что делает невозможным работу прибора с ПК;
- если выбран пункт согласия с лицензионным соглашением “Я принимаю это соглашение”, то автоматически становится доступна кнопка “Далее”;
- нажимаем кнопку “Далее”, после чего производится установка пакета необходимых драйверов, соответствующих Операционной Системе данного ПК;
- после установки драйвера, будет выдано сообщение (Рис.8). Необходимо нажать кнопку “Готово” и завершить установку драйвера.




Рис.8

Данным окном (Рис.8), установка USB драйвера для данного прибора MAC завершена и можно приступить к работе с ПО “MAC_Wizard” и прибором.

ВНИМАНИЕ: каждый прибор имеет уникальные серийные номера и распознается ОС как разные устройства. Однако устанавливать ПО и драйвер USB на отдельный ПК нужно только один раз, даже если работа будет производиться с разными приборами.

В случае обновления ПО, текущий пакет необходимо удалить, после чего установить новый комплект.

А3. Удаление ПО “MAC_Wizard.exe”.

В случае, если необходимо удалить ПО из ОС ПК необходимо запустить стандартную программу удаления ПО.

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |

Для запуска стандартной программы удаления используется ярлык “Удаление”, который находится в установочной папке программы меню ПУСК. (Пуск->Программы-> NTM-> MAC-01-> Удаление).

При запуске программы удаления ПО “MAC_Wizard.exe”, запустится мастер удаления ПО (Рис.9).




Рис.9

Подтверждаем удаление ПО, после чего происходит удаление “MAC_Wizard.exe”. По окончании удаления данная программа завершает свое выполнение самостоятельно.

A4. Работа с ПО “MAC_Wizard.exe”.

После установки ПО согласно пунктам A1. и A2, можно приступить к работе с программой и прибором.

Для этого необходимо:

- включить прибор;
- подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля, входящего в комплект поставки;
- выбрать режим запуска измерения, нажатием одной из клавиш 1,2 или 7 клавиатуры MAC-01;
- запустить программу «MAC_Wizard» нажатием на иконку программы на рабочем столе ПК или из меню ПУСК.
- после запуска, программа начнет автоматический поиск подключенного прибора к ПК (Рис.10);

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|--|
| | | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |

Образец протокола

Фирменный бланк, № сертификата учреждения, аккредитованного в системе ГОСТ Р или
госсанэпиднадзора, проводящего измерения

Приложение № _____ к заключению от «__» _____ 20__ г. № _____

**Протокол
измерений аэроионного состава воздуха
(санитарно-эпидемиологической оценки
аэроионирующего оборудования)**

от «__» _____ 20__ г. № _____

1. Наименование объекта.....
2. Местонахождение объекта.....
3. Характеристика помещения (рабочего места).....
4. Наличие аэроионирующего оборудования.....
5. Тип используемого счетчика аэроионов
6. Расстояния, см: А.....; В.....; С.....

| Полярность аэроионов | Концентрации аэроионов, ρ , (ион/см ³) | | | | | | | | | | | Коэффициент униполярности, у | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| | значения единичного измерения, ρ_i | | | | | | | | средние значения | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $\bar{\rho}$ | ρ_{\min} | ρ_{\max} | | |
| ρ^+ | | | | | | | | | | | | | |
| ρ^- | | | | | | | | | | | | | |

Выводы, рекомендации и примечания: _____

Измерения проводил: _____ Руководитель подразделения: _____

Представитель контролируемого объекта: _____

Рекомендации к заполнению протокола измерений аэроионного состава воздуха

1. В п. 1 протокола (прилож. Б) указывается полное наименование контролируемого объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической оценки работы аэроионирующего оборудования, указывается полное наименование организации-заявителя, предоставившей исследуемый образец оборудования.

2. В п. 2 указываются юридический и фактический адреса, наименование подразделения, помещения и рабочего места контролируемого объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической оценки работы аэроионирующего оборудования, указываются юридический и фактический адреса организации-заявителя.

3. В п. 3 указывается используемый в контролируемом помещении вид вентиляции, наличие в помещении оборудования и материалов, способных накапливать электростатический заряд, кондиционеров, видеодисплейных терминалов и других видов оргтехники, аэроионизаторов, деионизаторов.

4. В п. 4 указывается номер технических условий, вид, назначение, заводской номер и наименование используемого (при его наличии, при его отсутствии - ставится прочерк) или проходящего санитарно-эпидемиологическую оценку аэроионирующего оборудования.

5. В п. 5 указывается наименование, заводской номер и данные свидетельства о поверке (номер и дата выдачи, срок действия, кем выдано и предел основной погрешности (δ) используемого счетчика аэроионов.

6. В п. 6 указываются расстояния:

- А - от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный состав воздуха, до зоны дыхания персонала;
- В - от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный состав воздуха, до аэроионирующего оборудования;
- С - от аэроионирующего оборудования до зоны дыхания персонала.

При отсутствии на рабочем месте источника электростатических полей в п.п. А и В ставятся прочерки. При отсутствии аэроионирующего оборудования на рабочем месте (в помещении) в п.п. В и С ставятся прочерки. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизаторов, предназначенных для нормализации аэроионного состава воздуха на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей, или рабочих мест, где эксплуатируются такие аэроионизаторы, заполнение данного раздела не меняется. В случае проведения санитарно-эпидемиологической оценки других видов аэроионирующего оборудования заполняется только п.п. С, а в п.п. А и В ставятся прочерки.

7. Таблица заполняется согласно ее графам и колонкам.

8. В разделе «выводы, рекомендации и примечания» излагаются выводы о соответствии результатов проведенных обследований санитарно-эпидемиологическим требованиям, рекомендации по их приведению в соответствие, указывается класс и степень вредности условий труда (в случае выявления) и возможные примечания.

9. При необходимости к протоколу контроля аэроионного состава воздуха на рабочих местах может составляться поясняющая схема расположения рабочих мест и оборудования, оказывающего воздействие на состояние аэроионного состава воздуха в контролируемом помещении, (при проведении санитарно-эпидемиологической оценки аэроионизаторов (деионизаторов) поясняющая схема составляется обязательно).

10. По дополнительному согласованию между контролирующей организацией и администрацией контролируемого объекта или организацией-заявителем, предоставившей исследуемый образец аэроионирующего оборудования, к протоколам могут прикладываться более подробные описания проводимых исследований.

11. На основании настоящих протоколов контролирующими службами разрабатываются соответствующие заключения, к которым настоящие протоколы являются приложениями и предписания.

12. Протокол подписывается проводившим исследование сотрудником, руководителем соответствующего подразделения контролирующей службы и представителем контролируемого объекта с указанием их должностей, фамилий и инициалов.

В случае отказа представителя контролируемого объекта от подписания протокола, он должен в письменном виде изложить причины, мешающие ему подписать протокол. Данные случаи рассматриваются в установленном порядке.

При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионирующего оборудования подпись представителя организации-заявителя, предоставившей исследуемый образец аэроионирующего оборудования, не требуется.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|--|
| | | | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |

